

## NATURKRAFT MOOR



Seit 150 Jahren schon wird in Bad Aibling die heilsame Wirkung des Moores genutzt. Den "Filz'n", so nennt man hier die typischen Moorgebiete, verdankt Bad Aibling seinen guten Ruf als Kurstadt. Seit über 40 Jahren baut unsere Firma das wertvolle Moor ab und beliefert damit die heimischen Kureinrichtungen. Die thermischen Eigenschaften des Moores und seine arzneilich wirksamen Bestandteile wirken entzündungshemmend, schmerzstillend und muskelaktivierend.



Für unsere Moorkissen nutzen wir die Fähigkeit des Moores, über lange Zeit eine konstante Temperatur halten zu können. Frisches Moor von extra feiner Konsistenz wird in eine dichte, hautfreundliche Folie gefüllt.

Das Kissen wird dann wie beschrieben erwärmt oder gekühlt und anschließend direkt auf die schmerzende Stelle gelegt. Über einen langen Zeitraum hinweg verbreitet es dort seine anhaltende, gleichmäßige und behagliche Wärme, oder es kühlt angenehm und schmerzlindernd. Für den Einsatz bei Kindern ist das Moorkissen dank seiner natürlichen Wirkweise ebenfalls sehr gut geeignet.

**Füllung:** 100% natürliches Moor, feingerührt

**Hülle:** Spezial-Weichfolie für medizinische Wärmekissen, frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen

### **Aufbewahrungs-Empfehlung:**

Die Aufbewahrung im Kühlschrank (nicht im Tiefkühlfach!) verlängert die Lebensdauer Ihres Moorkissens. Es kann dann für eine kühlende Anwendung sofort eingesetzt werden.

**Von spitzen Gegenständen fernhalten.**



## ANWENDUNGEN

### WÄRMETHERAPIE BEI

- Verspannungen, Rückenschmerzen
- Hexenschuss, Ischiasbeschwerden
- Ohrenschmerzen
- Magen- und Nierenschmerzen
- Monatsbeschwerden
- rheumatischen Beschwerden
- Erkältungskrankheiten

#### **Erwärmen im Wasserbad:**

Moorkissen für 10 – 15 Minuten in heißes Wasser legen – **Topf vorher von der Kochstelle nehmen!** – oder in einer Schüssel mit kochendem Wasser übergießen.

#### **Erwärmen in der Mikrowelle:**

Grill ausschalten, Moorkissen in Schritten von jeweils einer Minute **auf niedriger Stufe** bis zur gewünschten Temperatur erwärmen.

**Die Erwärmung in der Mikrowelle führt zu einer Reduzierung der Lebensdauer.**

Die optimale Behandlungstemperatur liegt zwischen 38° und 55°C. Vor der Anwendung Temperatur mit dem Handrücken prüfen. Bei höheren Temperaturen wird die Anwendung im Tuch empfohlen!

**Vorsicht: Nicht im Herd erwärmen!** (führt zur Zerstörung der Folie)

### KÄLTETHERAPIE BEI

- Prellungen und Verstauchungen
- Quetschungen
- Traumata
- akut entzündlichen Gelenkprozessen
- Insektenstichen
- Zahnschmerzen

#### **Zum Kühlen:**

Moorkissen für ca. zwei Stunden in den Kühlschrank legen.

**Moorkissen nicht ins Tiefkühlfach legen!**

## ERHÄLTICHE GRÖSSEN



#### **MINI** (13 x 11 cm)

Zur Unterstützung der Behandlung bei Zahnschmerzen, Insektenstichen und kleineren Prellungen. Besonders gut für Kinder geeignet.



#### **MIDI** (22 x 18 cm)

Zur Unterstützung der Behandlung bei größeren Prellungen, Magenschmerzen, Nierenschmerzen, Monatsbeschwerden.



#### **HEAD** (40 x 10 cm)

Zur Unterstützung der Behandlung bei Migräne, Ohrenschmerzen, rheumatischen Beschwerden und akut entzündlichen Gelenkprozessen.



#### **PROFI** (38 x 25 cm)

Zur Unterstützung der Behandlung bei Rückenschmerzen, großen Prellungen, Traumata, Verstauchungen, Hexenschuss, Ischiasbeschwerden.



#### **MAXI** (53 x 18 cm)

Zur Unterstützung der Behandlung bei Verspannungen im Hals- und Nackenbereich sowie bei Rückenschmerzen.



#### **PRAXIS** (60 x 40 cm)

Zur Unterstützung der Behandlung des ganzen Rückens.

## BESTELLUNG

Hiermit bestelle ich auf Rechnung:

Stück	Moorkissen	Einzel-Preis	Preis
	Mini	€ 9,95	
	Midi	€ 14,95	
	Head	€ 16,95	
	Profi	€ 24,95	
	Maxi	€ 24,95	
	Praxis	€ 39,95	
	Moorbad	Einzel-Preis	Preis
	1 Liter	€ 9,95	
	Mooreimer	Einzel-Preis	Preis
	ca. 1,5 Liter	€ 10,50	
	ca. 20 Liter	€ 40,60	

Versandkosten-Pauschale für Deutschland: € 6,00

Gesamtsumme:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.

**Panradl Moor GmbH  
Breitensteinstrasse 6  
83043 Bad Aibling**

## UNSERE MOORPRODUKTE



### Bad Aiblinger Moorkissen®

Feingerührtes Moor in einer besonders weichen und hautfreundlichen Folie. Zur lokalen Wärme- und Kältetherapie. Erhältlich in 6 verschiedenen Größen.



### Bad Aiblinger Moorbad

Schwebstoffbad-Konzentrat für Voll- und Teilbäder speziell für die Anwendung zu Hause. Empfohlen in Form einer Badekur zur Unterstützung der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen am Bewegungsapparat, bei Frauenleiden und Hautkrankheiten. Tiefenwirksam zur Entspannung und Durchwärmung. Inhalt: 1 Liter



### Bad Aiblinger Heilmoor

Feingerührtes dickbreiiges Naturmoor für lokale Moorpackungen, zum Kneten bei Arthrose und rheumatischen Beschwerden, zur Behandlung von Fersensporn. Erwärmung im Wasserbad oder gekühlt aus dem Kühlschrank. Inhalt: 1,5 Liter

Gerne beantworten wir Ihre Fragen!

Panradl-Moor GmbH, Bad Aibling, Tel. 0 80 61 - 23 19  
www.aiblinger-moorkissen.de, info@panradl-moor.de

Bezugsquelle:

## BAD AIBLINGER MOORKISSEN®



**Thermokissen  
zur lokalen  
Wärme- und  
Kältetherapie**